

**1533139 - Versatus™ -WP I.V. cathéter - 24G x 19 mm - jaune - 1 x  
50 pcs**



## Déscription

Les cathéters Versatus WP™ I.V. sont des cathéters périphériques stériles à usage unique. Avec une aiguille à ailettes portée, destinée à l'accès au système vasculaire périphérique.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Terumo
<b>SKU leverancier</b>	SR+DU2419PX(NIEUWSR+DU2419PD)
<b>Composition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cathéter: polyuréthane + BaSO4</li> <li>• Embase de cathéter à ailettes: polypropylène</li> <li>• Canule (aiguille interne): acier inoxydable</li> <li>• Raccord de l'aiguille: co-polymère styrène butadiène</li> <li>• Bouchon Luer-Lock: polypropylène</li> <li>• Filtre de raccord d'évent: polyéthylène</li> <li>• Corps de raccord d'évent: co-polymère styrène/butadiène</li> <li>• Fermeture du porte: polypropylène + master batch</li> <li>• Valve du port d'injection: caoutchouc de silicone</li> <li>• Protection: polyéthylène</li> </ul>
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Débit</b>	29 milliliter per minute
<b>Diamètre interne cathéter</b>	0.55 mm
<b>Diamètre externe cathéter</b>	0.74 mm
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Oui
<b>sku</b>	1533139
<b>Couleur</b>	Jaune
<b>Dimensions</b>	24G x 19 mm
<b>Dimensions en mm</b>	0,7 x 19 mm
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte