

## HUN1D900P - Dopplex D900



### Déscription

Le Dopplex D900 est un doppler non-directionnel d'entrée de gamme permettant une restitution sonore du flux sanguin. Associé à la sonde Easy 8, il savère l'outil idéal pour les mesures de IIPS réalisées lors du traitement des ulcères de la jambe. Sonde vendue séparément.

### Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Huntleigh                    |
| <b>sku</b>                       | HUN1D900P                    |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                        |