

HUN1D900P - Dopplex D900



Déscription

Le Dopplex D900 est un doppler non-directionnel d'entrée de gamme permettant une restitution sonore du flux sanguin. Associé à la sonde Easy 8, il savère l'outil idéal pour les mesures de IIPS réalisées lors du traitement des ulcères de la jambe. Sonde vendue séparément.

Spécifications

Marque	Huntleigh
sku	HUN1D900P
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce