


1601521 - Sacs à linge 600 x 900 mm - jaune - 10 pcs



Déscription

Sac en filet coloré principalement utilisé pour nettoyer les vêtements des résidents. Ils sont conçus en 100% polyester, ont une capacité de 10 kg et se ferment à l'aide d'une attache, à commander séparément.

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 60 cm, H 90 cm
sku	1601521
Couleur	Jaune
Matériel	Polyester
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce