

1603721 - Aerogen ultra starter kit - Masque adulte - 10 pcs



Déscription

L'**Aerogen** Ultra est un accessoire spécialement conçu pour le nébuliseur Aerogen Solo. Il facilite la nébulisation intermittente et continue et l'administration optionnelle d'oxygène supplémentaire aux patients pédiatriques et adultes par l'intermédiaire d'un embout buccal. Le dispositif peut également être utilisé avec un masque facial, qui n'est pas inclus. Il s'agit d'un dispositif à usage unique qui peut être utilisé pour administrer des solutions, des suspensions, des protéines et des peptides dans toutes les phases des soins aux patients.

Avantages

- Tuyau d'oxygène inclus
- Embout ergonomique avec valves pour une administration optimale de l'aérosol
- S'adapte à tous les masques à aérosol standard

Spécifications

Marque	aerogen
sku	1603721
Groupe cible	Adultes
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte