

1508419 - Electrode 3M™ Red Dot™ support - gel conduct. - repositionnable - 4 x 3 cm - 1000 pcs



Déscription

Ces électrodes de surveillance mobile 3M™ Red Dot™ ont une plus grande surface conductrice qui améliore la qualité de l'enregistrement en réduisant les artefacts ECG. Après l'application initiale, ils peuvent être déplacés une fois, et il n'est donc pas nécessaire de les remplacer immédiatement.

Spécifications

Marque	Solventum
Composition	Gel guide adhésif en lin
sku	1508419
EKG catégorie	Electrodes & accessoires ECG
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Boîte