

## 1208067 - Porte-aiguille Halsey - TUC (dorée) - 13 cm - 1 pc



### Déscription

Porte-aiguille de type Halsey en acier de haute qualité. Idéal pour les sutures entre 4-0 et 6-0. Le porte-aiguille est rectiligne et mesure 130 mm. Poignée dorée.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Nopa
<b>Dimensions du produit</b>	L 13 cm
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>sku</b>	1208067
<b>Qualité instruments</b>	Chirurgical
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type porte-aiguilles</b>	Porte-aiguilles