

1552685 - ManuXelect Traction - 2-parties - électrique



Déscription

Le divan d'examen et de traitement de choix pour une petite salle de traitement et un budget limité. Les pièces facilement réglables rendent ce canapé facile à utiliser et stable partout. Réglage électrique de la hauteur de 48 à 105 cm. Une variante économique pour ceux qui disposent d'un espace limité. Le ManuXelect Traction est disponible en deux couleurs.

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
sku	1552685
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce