

1573978 - Pèse-bébé Multina Comfort 8352 - 601 x 346 x 92 mm - 1 pc



Déscription

Pèse-bébé avec balance amovible pour peser les enfants jusqu'à 20 kg. La balance est facile à utiliser avec un seul bouton et dispose d'un écran LCD facile à lire avec une hauteur de chiffres de 13 mm. Fonction d'arrêt automatique à économie d'énergie et alimenté par une pile de 9V (non incluse).

Spécifications

Marque	Soehnle
Taxe Bepat	0.05 EUR
Mémoire	Non
Avec tige de mesure	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Poids max.	20 kg
sku	1573978
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	10 g
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-bébés numériques