

## 1607462 - 3M™ Littmann® Cardiology IV™ stéthoscope - noir - 1 pc



### Déscription

Le stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiology IV™ est conçu pour les médecins qui souhaitent une qualité de son supérieure et exceptionnelle et un stéthoscope polyvalent (adulte et pédiatrique). Il présente un design innovant et une membrane double fréquence en une seule pièce sur chaque côté du pavillon.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Solventum
<b>Poids du produit</b>	0.177 kg
<b>Composition</b>	Fibre de verrey epoxy
<b>sku</b>	1607462
<b>Digital</b>	Non
<b>Membrane réglable</b>	Oui
<b>Longueur du tube</b>	69 cm
<b>Application</b>	Cardiologie
<b>Construction binaurale</b>	Double tube
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Couleur de la poignée</b>	Noir
<b>La technologie du pavillon</b>	Double face
<b>Performances acoustiques</b>	9-10
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de stéthoscope</b>	Cardiology IV