

## 1543343 - AMP - housse de matelas - 200 x 200 x 20 cm - 1 pc



### Déscription

Ce **protège-matelas anti-allergique** a été spécialement conçu pour les personnes souffrant d'une **allergie sévère aux acariens** et offre une protection fiable contre les allergènes, la poussière et les micro-organismes. Grâce à la **membrane respirante**, le matelas reste bien ventilé et confortable, sans compromettre l'hygiène.

La housse est **lavable en machine** pour un usage quotidien, et peut également être **nettoyée avec un chiffon humide** en cas d'allergies sévères. Grâce à la **fermeture éclair sur 3 côtés**, la housse est facile à retirer et à remettre.

### Caractéristiques :

- **Protège-matelas anti-allergique**, idéal en cas d'allergie aux acariens
- **Membrane respirante** pour une ventilation optimale
- **Lavable en machine** et nettoyable avec un chiffon humide
- **Housse amovible** avec fermeture éclair sur 3 côtés
- **Hauteur standard : 20 cm** – convient à la plupart des matelas
- Adapté à **un usage domestique et en milieu professionnel de soins**

### Applications :

- Pour protéger le matelas en cas d'**allergies ou d'asthme**
- Idéal pour **les enfants, les personnes âgées ou les personnes ayant des voies respiratoires sensibles**
- Convient pour une utilisation dans **les établissements de soins, les hôpitaux ou les soins à domicile**

Choisissez ce protège-matelas pour un **environnement de sommeil sain, hygiénique et sans allergènes**.

## Spécifications

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Marque</b>                | LS Bedding                                 |
| <b>Dimensions du produit</b> | H 20 cm, L 200 cm                          |
| <b>Composition</b>           | 100% polyèstre avec couche de polyuréthane |
| <b>Profondeur du produit</b> | 200 cm                                     |
| <b>sku</b>                   | 1543343                                    |
| <b>Lavable/Disposable</b>    | Lavable                                    |
| <b>Taille housse</b>         | 200 x 200 x 20 cm                          |
| <b>Type d'emballage</b>      | Pièce                                      |