

## 1541113 - Defigard Touch 7



### Déscription

Le DEFIGARD Touch 7 est un appareil indispensable pour les secouristes. Il regroupe les fonctions de défibrillation et de monitoring dans un seul et même appareil compact et léger. Il est le premier défibrillateur/moniteur d'urgence doté d'un écran tactile ce qui en fait l'appareil le plus intuitif du marché. Il est également équipé de solutions de transmission de données ultra modernes.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Schiller
<b>Type d'emballage</b>	Pièce