

1541113 - Defigard Touch 7



Déscription

Le DEFIGARD Touch 7 est un appareil indispensable pour les secouristes. Il regroupe les fonctions de défibrillation et de monitoring dans un seul et même appareil compact et léger. Il est le premier défibrillateur/moniteur d'urgence doté d'un écran tactile ce qui en fait l'appareil le plus intuitif du marché. Il est également équipé de solutions de transmission de données ultra modernes.

Spécifications

Marque	Schiller
sku	1541113
Type d'emballage	Pièce