

## 1601302 - Clé pour serrure lock électronique - Kitlock 1000 - 1 pc



### Déscription

Avec KitLock 1000, il est possible d'ajouter jusqu'à 20 codes d'utilisateur en mode privé. Pour passer en mode privé, la serrure reste verrouillée jusqu'à ce qu'un code utilisateur valide à 4 chiffres soit saisi. (qui est valable plusieurs fois)

La fonction Masterkey offre une assistance en cas de perte ou d'oubli des codes. Les piles peuvent être facilement remplacées et la serrure peut être ouverte par l'avant.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Wiegand
<b>sku</b>	1601302
<b>Type d'emballage</b>	Pièce