

1013340 - Bobymed 6 tiroirs - blanc - 94.50 x 42 x 41 cm - 1 pc



Déscription

Le Bobymed est un chariot sur roulettes très pratique pour le rangement de votre petit matériel, le dessus peut être utilisé comme plan de travail. Les tiroirs sont composées en en plastique ABS moulé par injection qui offrent des solutions modulaires verticales simples. De plus, le Bobymed offre une capacité de rangement de taille poylvalente, tandis que les roues assurent une mobilité totale.

Spécifications

Composition	Tiroirs: plastique ABS moulé, roues: polypropylène
sku	1013340
Nombre de tiroirs	6 tiroirs
Type d'emballage	Pièce