

## 1600422 - MST-3070 clamp d'échantillons de mucus - tube réduit - 25 ml - 50 pcs



### Déscription

Ce collecteur d'échantillons de mucus avec bouchon à vis de recharge et étiquette patient est conçu pour prélever des échantillons de mucus en vue d'un examen microbiologique. Ce piège fourni de 25 ml est emballé individuellement de façon stérile et comporte une fixation pour le cathéter d'aspiration et le tube de connexion d'aspiration. Contrairement au MST-3000, ce piège à échantillons dispose d'un raccord plus court pour faciliter le transfert des sécrétions vers le piège.

### Spécifications

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Pennine                       |
| <b>Stérile</b>                   | Oui                           |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe Is |
| <b>Type d'emballage</b>          | Boîte                         |