

1018164 - Suprasorb® A - pansement alginate - 30 cm - 5 pcs



Déscription

Suprasorb® A favorise la cicatrisation grâce à sa forte capacité d'absorption de l'exsudation. Lors de l'absorption de l'exsudat, les ions de sodium sont échangés avec les ions de calcium et un gel est ainsi constitué. Les bactéries et débris cellulaires sont emprisonnés dans ce gel, un milieu humide est constitué pour la plaie. En plus de favoriser la cicatrisation, Suprasorb® A offre un confort élevé grâce à une structure particulièrement douce et à une capacité de méchage aisée.

Spécifications

Marque	Lohmann Rauscher
Composition	Fibre d'alginate de calcium
Compresse	Non
sku	1018164
Stérile	Non
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Taille	30 cm
Type d'emballage	Boîte