

1105045 - Compresses fendues pour trachéotomie - 8 x 9 cm - stériles - 1 x 150 pcs



Déscription

Bastos Viegas compresse stérile fendue non-tissé à 3 couches, matériau absorbant non-adhérent. Avec un trou pour tuyaux d'un diamètre de 4,5 mm à 9 mm.

Spécifications

Marque	Bastos Viegas
Stérile	Oui
Composition	Non-tissé
sku	1105045
Couches	3 couches
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Quantité par emballage	1 x 150 st
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
Taille	8 x 9 cm
Type d'emballage	Boîte