

1543110 - Planche de bain avec poignée - 30 x 74 cm - 1 pc



Déscription

La planche de bain Etac Fresh a reçu de nombreux prix pour son design unique et son excellente fonctionnalité. Les côtés de l'étagère sont larges pour un soutien maximal lors des transferts. La partie centrale est délibérément plus étroite pour faciliter les soins personnels. Avec plateau pour le savon et le shampooing. Quatre garnitures de friction assurent que l'étagère reste fermement sur la baignoire. Le montage est facile. L'Etac Fresh est disponible en deux longueurs.

Spécifications

Marque	Etac
Composition	Supports de montage en polypropylène : Polypropylène avec TPE
sku	1543110
Poids max. de l'utilisateur	150 kg
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	30 x 74 cm
Type d'emballage	Pièce