

1546210 - Linido seau ø 30 cm - avec couvercle pour LI2135 en inox - 1 pc



Déscription

Ce **support en acier inoxydable (RVS)** et **seau à toilettes de Linido** sont spécialement conçus pour une utilisation avec les **toilettes de douche Linido** avec ouverture pour toilettes (**LI2135**). Grâce aux **rails de guidage intégrés**, ils sont faciles à installer et à retirer.

Fabriqué en **RVS poli durable**, avec **poignée et couvercle** pour une utilisation hygiénique et discrète.

Avantages :

- Facile à utiliser et à entretenir
- Facile à installer et à retirer
- Matériau durable et inoxydable
- Avec poignée et couvercle pour plus de confort

? Idéal pour les établissements de soins et l'usage domestique

? Hygiénique, pratique et fiable

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI02979.430
Couverture	Oui
Autoclavable	Oui
Composition	Acier inoxydable
sku	1546210
Catégorie toilette ou douche	Accessoire sièges de toilette
Couleur	Gris
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Pièce