

1515907 - CryoPen applicateur point vert/rouge 4 - 8 mm - 1 pc



Déscription

Applicateur point vert/rouge pour le traitement des lésions cutanées de 4 - 8 mm. Convient au CryoPen O, X+

Spécifications

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Marque | H&O Equipments |
| sku | 1515907 |
| Applicateurs | Vert/rouge (4 - 8 mm) |
| Catégorie cryothérapie | Applicateurs |
| Convient pour | Cryopen O Cryopen X+ |
| Etat des documents | Expiré |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIb |
| Type d'emballage | Pièce |