

## 1571974 - Schiller CARDIOVIT CS-104 Set Spiro



### Déscription

#### Spiromètre portable avec capteur à ultrasons

**Le SpiroScout SP Plus établit une nouvelle référence en matière de diagnostic des fonctions pulmonaires grâce à une technologie avancée de mesure du débit par ultrasons. Ce système utilise un capteur de débit ultrasonique qui mesure avec une précision extrême le flux d'air entrant et sortant des poumons.**

**Contrairement aux spiromètres traditionnels, le SpiroScout SP Plus élimine les inconvénients des méthodes de mesure conventionnelles. Sans pièces mobiles, filtres remplaçables ou consommables nécessitant une calibration, il garantit une fiabilité et une hygiène maximales. De plus, son innovation technologique empêche l'accumulation de mucus, réduisant ainsi l'entretien au strict minimum.**

**Optez pour la précision, la simplicité d'utilisation et la durabilité avec la technologie à ultrasons du SpiroScout SP Plus – l'avenir de la spirométrie est déjà là !**

#### Caractéristiques :

? Sans calibration

? Poids : 3,2 kg

? Dimensions : 37 x 28 x 35 cm

**Inclus :**

? Licence du logiciel CS-104 Spiro

? SpiroScout SP Plus

? ScoutTube, boîte de 50 embouts buccaux jetables

? Clé USB avec logiciel et manuels

## Spécifications

<b>Marque</b>	Schiller
<b>Dimensions du produit</b>	L 28 cm, H 35 cm, L 37 cm
<b>Poids du produit</b>	3.2 kg
<b>sku</b>	1571974
	Non
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce