

## 1574663 - Housse désinfectable - avec fente nasale - gris foncé - 200 x 70 cm - 1 pc



### Déscription

La housse HygienePRO est une housse en tissu qui reste imperméable grâce à la technologie d'imperméabilisation unique. Il offre à vos patients un confort maximal grâce au tissu doux ainsi qu'une sécurité optimale. Vous pouvez désinfecter la housse avec une solution alcoolisée entre deux patients. Cette housse peut être facilement lavée à 30 degrés dans la machine à laver.

Le housse a une fente nasale et convient pour une table d'une longueur de 205 à 215 cm.

### Spécifications

<b>Marque</b>	hygienepro
<b>Dimensions du produit</b>	L 70 cm, L 200 cm
<b>sku</b>	1574663
<b>Taille</b>	200 cm x 70 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce