

1551148 - Coussin Donut Relax - housse bi-tec - L 50 x L 50 x H 15 cm - 1 pc



Déscription

Le coussin Donut Relax est une version fermée du coussin U-sit. Le coussin Donut est conçu pour les personnes qui souffrent de problèmes d'os de la queue ou qui ont subi une opération du dos. Pour ces personnes, il est nécessaire d'évacuer la pression.

Les jeunes mères font parfois une incision pour faciliter l'accouchement et, pendant les quelques jours qui suivent, s'asseoir est difficile et douloureux. La taie d'coussin carrée est entièrement fermée, ce qui permet d'utiliser l'coussin de manière discrète et peu visible.

Spécifications

Marque	Fico
Dimensions du produit	L 50 cm, H 15 cm, L 50 cm
Composition	Housse: matériel bi-tec: 45% PE/55% PU, 190g/m ² , remplissage: microbilles de polystyrène 35,9 kg/m ³ , tailles des billes 0,9-1,18 mm
sku	1551148
Lavable	40 °C
Marque du matériel de positionnement	Relax
Type d'emballage	Pièce