

1544075 - Clé pour serrure magnétique - 1 pc



Déscription

.Convient parfaitement à un environnement gériatrique. Simple et rapide à utiliser.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|--|
| Marque | Renol |
| SKU leverancier | RFK01111 |
| Options nécessaires | Ne s'applique pas |
| Normes | EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008 |
| Composition | Acier inoxydable |
| Catégorie de fixation | Accessoires pour ceintures |
| Fermeture | Serrures |
| Largeur ceinture | Ne s'applique pas |
| Largeur sangles | Ne s'applique pas |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Taille de fixation | Ne s'applique pas |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type de fixation | Ne s'applique pas |
| Usage de la fixation | Ne s'applique pas |