

1544093 - Renol sangle d'extension pour clip de 4 cm - 150 cm - 1 pc



Déscription

Sangle d'extension de 150 cm pour l'attache rapide de 4 cm.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFS20050
Options nécessaires	Ne s'applique pas
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Composition	Nylon
sku	1544093
Catégorie de fixation	Accessoires pour ceintures
Fermeture	Clip
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation abdominale
Usage de la fixation	Au fauteuil/chaise