

1540602 - Pessaire Gyn&Cube 2 tailles en 1 - small - 22-30 mm - 1 pc



Déscription

Le pessaire en silicone **Gyneas** Gyn&Cube a l'avantage d'être deux tailles en une, n'absorbe pas les odeurs ni les sécrétions. Ce pessaire cubique se distingue par ses propriétés sans silicone ni latex lors de traitements gynécologiques.

Avantages

- Stérilisable dans un autoclave
- Hypoallergénique
- Deux tailles en une
- Longue durée de vie

Spécifications

Marque	Gyneas
Produits similaires	Non
sku	1540602
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Taille	S
Type d'emballage	Pièce