

## 1550184 - Linido chaise douche mobile - hauteur 540 mm - inox poli - 1 pc



### Déscription

La chaise de douche autopropulsée de Linido, dotée d'un revêtement HT, est une aide qui permet à l'utilisateur de s'asseoir confortablement et en toute sécurité lorsqu'il prend sa douche ou qu'il est au lavabo. La chaise de douche offre un support stable aux utilisateurs moins actifs ayant des jambes faibles, une faible endurance et/ou un mauvais équilibre. Les utilisateurs moins actifs qui sont restés assis sur le fauteuil pendant une longue période ont besoin de plus de soutien et d'assistance lors de la transition de la position assise à la position debout.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>Dimensions du produit</b>	L 65 cm, H 54 cm, L 108 cm
<b>SKU leverancier</b>	LI2142.0002-00
<b>Composition</b>	Inox poli
<b>sku</b>	1550184
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce