

## 1558578 - WelchAllyn tensiomètre manuel ds54 - sans cuillère - 1 tuyau - brassard flexiport taille 11 - étui - 1 pc



### Déscription

Le tensiomètre DS54 est un tensiomètre **Welch Allyn** robuste et résistant aux chocs grâce à la technologie DuraShock. Le tensiomètre est également résistant aux chocs et aux impacts et résiste aux chutes sans perturber l'étalonnage.

### Spécifications

Marque	WelchAllyn
Composition	ABS
sku	1558578
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres anéroïdes