

1610404 - Gel de contact Surpagel ultrasonne echo et doppler - non-stérile - 250 ml - 1 pc



Déscription

Le gel de contact ultrasonore transparent **Gyneas** Supragel est très adapté aux applications échographiques et dopplers. Le gel présente une excellente conductivité, n'est pas gras et neutre.

Avantages

- Non irritant
- Non stérile
- Hypoallergénique
- Ne laisse pas de taches
- pH 6-7
- Testé dermatologiquement
- Incolore et inodore
- Sans sel
- Soluble dans l'eau

Spécifications

Marque	Gyneas
sku	1610404
Produits similaires	Non
Type d'emballage	Pièce