

## 1544106 - Renol sangles poignets sécurisées - xl - 18-26 cm - paire



### Déscription

Utilisez ces sangles pour immobiliser les poignets du patient. La fixation ne comprime pas la circulation et procure un grand confort. 2 niveaux de sécurité : un système velcro et un système avec serrure. Option nécessaire : 4 serrures+ 1 clé

## Spécifications

<b>SKU leverancier</b>	RFW16220
<b>Options nécessaires</b>	4 serrures et 1 clé
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>sku</b>	1544106
<b>Catégorie de fixation</b>	Ceintures
<b>Fermeture</b>	Velcro + serrure
<b>Largeur ceinture</b>	Ne s'applique pas
<b>Largeur sangles</b>	Ne s'applique pas
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	XL
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de fixation</b>	Fixation poignet
<b>Usage de la fixation</b>	Au lit/brancard