

1560878 - Guedel airways - stérile - 90 mm - jaune - 25 pcs



Déscription

Les voies aériennes de Guedel sont des dispositifs médicaux utilisés pour maintenir les voies aériennes libres chez les patients inconscients ou qui ne réagissent pas. Les voies respiratoires de Guedel existent en différentes tailles pour différents groupes d'âge et sont fabriquées en PVC. Ils sont insérés dans la bouche du patient pour maintenir la langue en avant et l'empêcher de bloquer les voies respiratoires.

Spécifications

Marque	Dahlhausen
Composition	PVC
Normes	ISO 5364:2016
sku	1560878
Couleur	Jaune
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Paquet