

## 1543530 - MG 16 appareil de massage mini vert - avec lumière LED - 1 pc



### Déscription

Cette petite aide fournit un massage apaisant pour toute occasion. Grâce à son design compact, le mini masseur tient dans n'importe quel sac à main. Procure un léger massage par vibration qui a un effet relaxant sur la route, à la maison ou au bureau. Idéal pour le dos, le cou, les bras et les jambes.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 9.8 cm, H 9.5 cm, L 9.8 cm
<b>SKU leverancier</b>	64616
<b>Taxe Bebat</b>	0.05 EUR
<b>Fonction de chaleur</b>	Non
<b>Chaleur infrarouge</b>	Non
<b>Programmes de massage</b>	1
<b>Nombre de fonctions</b>	1
<b>Nombre de têtes de massage</b>	1
<b>sku</b>	1543530
<b>Alimentation</b>	Batteries
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce