

1532547 - Bassins de lit - pulpe - 2 litre - 1 x 75 pcs



Déscription

Le bassin de lit Pro Liner de Vernacare est composée en pulpe et conserve l'humidité pendant 4 heures, ce qui encourage l'indépendance de l'utilisateur. Il peut être utilisé aussi bien au lit que sur une chaise de toilette. Le bassin est entièrement macérable. Contenu: 2 l.

Spécifications

Marque	Vernacare
Couverture	Non
Autoclavable	Non
Composition	100% pulpe
sku	1532547
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Boîte