

## 1013025 - Quick pads - tampons alcoolisés en distributeur - 1 x 150 pcs



### Déscription

Quickpad est un distributeur pratique, rempli de 150 lingettes imbibées d'alcool isopropylique à 70% et qui peut être utilisé comme collecteur d'aiguilles après utilisation.

### Spécifications

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Marque</b>           | holtsch |
| <b>Sans latex</b>       | Oui     |
| <b>Type d'emballage</b> | Pièce   |