

1544317 - Nipro seringues - 3-parties - 20 ml - luer lock - stérile - 50 pcs



Déscription

Les seringues Nipro sans aiguille sont dotées d'une graduation précise et d'un embout luer centré, idéal pour le distribution de médicaments et de liquides.

Spécifications

Marque	Klinion
Composition	Polypropylène
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Normes	DIN EN ISO 13485:2016
sku	1544317
Contenu	20 ml
Location de la pointe	Concentrique
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Boîte
Tip	Luer lock