

1626379 - Poches à perfusion sous pression - 500 ml- 500 ml - 1 pc



Déscription

Ces **poches de pression pour thérapie par perfusion** de **Dahlhausen** sont spécialement conçues pour **un usage unique par patient** et conviennent aux poches de perfusion jusqu'à **500 ml ou 1000 ml**. Elles permettent une administration contrôlée et efficace des liquides dans divers environnements de soins.

Principales caractéristiques et avantages :

- **Pour un seul patient** : Réduit le risque de contamination croisée.
- **Affichage précis de la pression**
- **Capacité flexible** : Convient aux poches de perfusion de 500 ml et 1000 ml.
- **Design convivial** : Application rapide et simple en soins aigus ou traitements de routine.
- **Non compatible IRM** : Ne convient pas à une utilisation en environnements IRM.

Idéal pour :

- Médecins généralistes
- Urgences
- Centres de physiothérapie et de rééducation
- Soins à domicile
- Services hospitaliers

Assurez une perfusion sous pression sûre et efficace lors de la réanimation liquidienne ou de l'administration de produits de contraste avec cette solution fiable et à usage unique.

Spécifications

Marque	Dahlhausen
Composition	<ul style="list-style-type: none">• Nylon, PVC, ABS, PC, POM, Acier
sku	1626379
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce