

## 1517205 - Pediatric Rebreather Masque (Under-The-Chin Style) + 2.1 m tubing - 1 x 50 pcs



### Déscription

Les masques à oxygène jetables AirLife® sont fabriqués en résine vinylique souple et de haute qualité. Les bords lisses et biseautés sont conçus pour le confort du patient et la réduction des points d'irritation. Les masques sont conçus pour une compatibilité anatomique. Les masques 3in1 sont conditionnés en tant que masques non respiratoires pour les concentrations élevées, avec des sacs réservoirs et des valves unidirectionnelles. 50 masques par boîte.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Airlife
<b>sku</b>	1517205
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Type beademing</b>	Ventilation non invasive