

## 1550005 - CoaguChek® INRange - 1 pc



### Déscription

Le CoaguChek® INRange est un lecteur d'automesure de l'INR qui donne aux patients la possibilité de suivre leur taux d'INR, où ils veulent et quand ils veulent.

La technologie et la qualité du CoaguChek® INRange sont reconnues pour faciliter l'automesure des patients traités par AVK de manière plus sûre, précise. L'implication des patients dans l'automesure et le suivi de leur INR, permet de les maintenir davantage dans leur zone thérapeutique cible ce qui contribue à réduire les risques hémorragiques et thrombotiques liés aux anti-vitamines K.

#### Kit CoaguCheck INRange contient:

- Mallette de transport, pour un rangement de tous les éléments du système, y compris pour le flacon de bandelettes
- Dispositif de mesure CoaguChek® INRange
- Autopiqueur CoaguChek® Softclix (pour une utilisation du système par un seul patient) et son mode d'emploi
- 20 lancettes CoaguChek® Softclix
- 4 piles alcalines type AAA
- Câble USB
- Manuel d'utilisation et mode d'emploi abrégé

## Spécifications

<b>Marque</b>	Roche
<b>Taxe Bepat</b>	0.05 EUR
<b>sku</b>	1550005
<b>Réglementation Européenne</b>	IVD 98/79/EC
<b>Type d'emballage</b>	Pièce