

## 1573932 - Bobymed 3 tiroirs - blanc - 74 x 42 x 41 cm - 1 pc



### Déscription

Le Bobymed est un chariot sur roulettes très pratique pour le rangement de votre petit matériel, le dessus peut être utilisé comme plan de travail. Les tiroirs sont composées en en plastique ABS moulé par injection qui offrent des solutions modulaires verticales simples. De plus, le Bobymed offre une capacité de rangement de taille polyvalente, tandis que les roues assurent une mobilité totale.

### Spécifications

<b>Composition</b>	Tiroirs: plastique ABS moulé, roues: polypropylène
<b>sku</b>	1573932
<b>Nombre de tiroirs</b>	3 tiroirs
<b>Type d'emballage</b>	Pièce