

1542256 - Schiller Cardiovit AT-1 G2



Déscription

S'appuyant sur la réussite de l'AT-1 et désormais plus performant grâce aux technologies les plus récentes, l'AT-1 G2 se distingue par sa qualité de signal exceptionnelle ainsi que par le nouvel algorithme d'interprétation.

Le CARDIOVIT AT-1 G2 a été conçu pour être facile à utiliser: une seule touche suffit pour saisir les données de patient. Grâce à son écran couleur 5" pour la visualisation des ECG et son clavier simplifié, effectuer un ECG n'a jamais été aussi simple.

Spécifications

Marque	Schiller
sku	1542256
Options ECG	ETM
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce