

## 1542256 - Schiller Cardiovit AT-1 G2



### Déscription

S'appuyant sur la réussite de l'AT-1 et désormais plus performant grâce aux technologies les plus récentes, l'AT-1 G2 se distingue par sa qualité de signal exceptionnelle ainsi que par le nouvel algorithme d'interprétation.

Le CARDIOVIT AT-1 G2 a été conçu pour être facile à utiliser: une seule touche suffit pour saisir les données de patient. Grâce à son écran couleur 5" pour la visualisation des ECG et son clavier simplifié, effectuer un ECG n'a jamais été aussi simple.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Schiller
<b>sku</b>	1542256
<b>Options ECG</b>	ETM
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce