

1601227 - iHealth bandelettes de test pour lecteur de glycémie (2 x 25 pcs)



Déscription

Les bandelettes de test de glucose iHealth® sont compatibles avec les glucomètres sans fil iHealth Align (BG1) et Smart (BG5).

Les bandelettes iHealth sont utilisées avec un échantillon de sang prélevé au bout du doigt (ou à un autre endroit comme le bras ou la cuisse) à l'aide des lancettes et du stylo autopiqueur iHealth.

La bandelette iHealth est insérée dans le glucomètre iHealth et mesure la glycémie en analysant la réaction entre le sang et la bandelette.

Spécifications

Marque	ihealth
sku	1601227
Catégorie de glucomètre	Glucomètres et bandelettes
Type d'emballage	Pièce