

## 1106526 - HEINE tensiomètre manuel g5 - 1 tuyau - brassard velcro adultes - 1 pc



## **Déscription**

Le tensiomètre manuel avec système exclusif de répartition de la pression est fabriqué en plastique résistant aux chocs avec revêtement anti-dérapant absorbant les chocs. Avec une cuillère en alliage réglable pour les gauchers et les droitiers, une grande poire de gonflage 50 % plus grande pour un gonflage rapide du brassard. Doté d'une valve de purge d'air exclusive qui permet un réglage fin et précis du débit d'air et un dégonflage rapide. Un bouchon en caoutchouc empêche le blocage de la valve. Avec une manchette simple de haute qualité avec fermeture velcro.

## **Spécifications**

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINM-000.09.230
sku	1106526
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres anéroïdes