

1543963 - Renol chaussons d'arrêts - taille unique - paire



Déscription

Munis d'une semelle antidérapante, les chaussons d'arrêt évitent de glisser tant sur les repose-pieds qu'au sol. Deux systèmes velcro permettent de caler le chausson sur la palette du repose-pied et sur la barre de celui-ci. Doux, confortables, faciles à enfiler, ils protègent aussi des chocs malgré leur souplesse.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RCS10045
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1543963
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Usage de la fixation	En chaise roulante