

## 1540031 - Lampe d'examen LED 7W - avec variateur pour montage sur table - 1 pc



### Déscription

Lampe d'examen professionnelle au design intemporel qui allie puissance, polyvalence et robustesse pour une utilisation intensive. Grâce à sa poignée ergonomique et son flexible très résistant, sa maniabilité est optimale et permet de s'adapter à toutes les exigences de l'éclairage médical. Lumière froide et blanche. Lampe avec variateur dimmer pour montage sur une table.

## Spécifications

Marque	Promotal
Contrôle de la mise au point	Non
Commande Touchless	Non
Longueur du bras	1140 mm
sku	1540031
Catégorie de lampe de recherche	Lampe d'examination
Lampe d'examination modèle	Modèle de table
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce