

## 1576125 - Film de stérilisation - sur rouleau 7,5 cm x 4 rouleaux x 200 m - 1 pc



### Déscription

Idéal pour la stérilisation d'articles spécialisés de tailles diverses. Le papier de qualité médicale offre une résistance supérieure et le matériau transparent teinté en bleu permet de détecter facilement les éventuelles brèches.

### Avantages

- Idéal pour les articles spéciaux de tailles et de besoins différents.
- Voyez la différence grâce aux indicateurs de couleur intégrés, fabriqués à partir d'une encre non toxique à base d'eau, qui garantit le respect du processus de stérilisation.
- Identification facile du contenu grâce au film plastique transparent, étanche, non déchirant et de teinte bleue. Fournir une assurance visuelle que la stérilisation est réalisée et maintenue.
- Un joint latéral solide et sûr protège contre la violation des instruments.
- Papier poreux de haute qualité, de qualité médicale.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Medicom
<b>sku</b>	1576125
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	7,5 cm x 200 m
<b>Type d'emballage</b>	Carton