

1543419 - Tensiomètre digital BM26 - bras supérieur - taille 22-35 cm - 1 pc



Déscription

Le tensiomètre numérique à bras détermine votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque de manière entièrement automatique. Dispose de 4 x 30 emplacements mémoire qui peuvent être utilisés par 4 personnes. Affiche la moyenne des 3 dernières mesures, et dispose d'un indicateur de risque. Détecte l'arythmie et affiche la date et l'heure. Le tensiomètre s'éteint automatiquement et possède un indicateur de batterie faible.

Spécifications

Marque	Beurer
Taxe Bepab	0.05 EUR
sku	1543419
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres numériques