

**1518346 - Tabouret Saar - chassis chromé - 5 roues - 52 - 72 cm -
revêtement Fresh - Noir - 1 pc**



Déscription

Tabouret de très bonne qualité. Équipé en standard d'une base en étoile chromée et d'un ressort à gaz chromé. Les roues standard sont en plastique dur. En option, les roues peuvent être choisies avec une bande de roulement souple. Cela permet d'éviter les rayures.

Attention : la couleur du tabouret comme sur l'image peut différer de la réalité

Spécifications

Marque	Wesseling
Roues	Oui
Anneau de pied	Non
Nombre de roues	5
Diamètre du siège	34 cm
sku	1518346
Couleur châssis	Couleur de l'aluminium
Matériel châssis	Chrome
Réglable en hauteur avec un vérin à gaz	52 - 72 cm
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de siège	Siège rond