

1609608 - Seringue Romed en 3 parties 60 ml - embout de cathéter - 25 pcs



Déscription

Ces seringues stériles en 3-parties sont emballées individuellement.

Spécifications

Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Mécanisme de sécurité	Non
sku	1609608
Contenu	60 ml
Location de la pointe	Concentrique
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Boîte
Tip	Tip du cathéter